

LASERVET 3.0

LASERTHERAPIE

DIE BEHANDLUNG MIT LASERVET 3.0 BESCHLEUNIGT DIE HEILUNG VON VERLETZTEN GEWEBEN UND TRÄGT ZUM KREISLAUF BEI. SIE IST GEEIGNET, UM DIE HAUTWUNDHEILUNG ZU STIMULIEREN UND HAT EINE SEHR POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DIE BEHANDLUNG UNTERSCHIEDLICHER ENTZÜNDLICHER UND SCHMERZHAFTER MUSKEL- UND SKELETTERKRANKUNGEN. DIE LASERTHERAPIE TRÄGT ZUR HEILUNG UND ZUM VERSCHWINDEN DER SCHMERZEN BEI UND KANN SOWOHL ALLEIN ALS AUCH ZUSAMMEN MIT ANDEREN THERAPIEN EINGESETZT WERDEN.

SSPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE, PFERD, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

Spitzenleistung

3 W $\pm 20\%$

Für Wellenlänge vorbereitet

808 nm

Emission

Kontinuierlich und gespult

Größe Target-Bereich

Linsen von $\varnothing 11$ mm

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgu

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Abmessungen


100x160x35 mm

Gewicht

450 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät LASERVET 3.0
- 1 Handstück Black 808 nm mit Linse von $\varnothing 11$ mm
- 1 Schutzbrille für den Therapeuten
- 1 Kit mit drei kleinen Schutzbrillen für den veterinären Gebrauch, Größen S, M, L
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMIERBAR
- VERMIETUNG-FUNKTION
- BATTERIESATZ
- STROMNETZVERSORUNG

LASERVET 3.0

LASERTHERAPIE

Rev. De_10_2025

MEHR ALS 130 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN, PFERDE, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:

Muskel- und Skeletterkrankungen u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen, Frakturen, Dysplasie, Neuropathie usw.

Pathologien des Integument-Systems u.a. Hautwunden, Granulome, Analdrüsenentzündung, Perianale Fisteln, Pododermatitis, Abrasionen usw.

Pathologien anderer Systeme u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

