

LASERVET 8.0

LASERTHERAPIE

LASERVET 8.0 IST EIN TRAGBARES GERÄT FÜR DIE LASERTHERAPIE MIT GEPULSTER HOCHLEISTUNG, DAS FÜR VETERINÄRMEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN EINGESETZT WIRD. DAS LASER HAT EINE POSITIVE AUSWIRKUNG AUF DIE GEWEBEREGENERATION, AUF DIE POST-TRAUMATISCHE UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDE BEHANDLUNG UND HAT EINE SCHMERZSTILLENDE WIRKUNG IM FALLE VON AKUTEN UND CHRONISCHEN SCHMERZEN.

SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR HUND, KATZE, PFERD, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

Spitzenleistung

8 W $\pm 20\%$

Für Wellenlänge vorbereitet

808 nm

980 nm und 1064 nm (optional)

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse von $\varnothing$ 11 mm

Linse von $\varnothing$ 30 mm - $\varnothing$ 60 mm (optional)

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgu

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Abmessungen


100x160x35 mm

Gewicht

450 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Tasche
- 1 Gerät LASERVET 8.0
- 1 Handstück MP 808nm mit Linse von $\varnothing$ 11 mm
- 1 Schutzbrille für den Therapeuten
- 1 Kit mit drei kleinen Schutzbrillen für den veterinären Gebrauch, Größen S, M, L
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G63474 Handstück MP 980 nm
- Cod. G5996 Handstück 1064 nm
- Cod. G6089 Linse $\varnothing$ 60 mm
- Cod. G6092 Linse $\varnothing$ 30 mm



- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMIERBAR
- VERMIETUNG-FUNKTION
- BATTERIESATZ
- STROMNETZVERSORUNG

LASERVET 8.0

LASERTHERAPIE

Rev. De_10_2025

MEHR ALS 130 VOREINGESTELLTE PROGRAMME FÜR HUNDE, KATZEN, PFERDE, KLEINE SÄUGETIERE, VÖGEL UND REPTILIEN. ZU DEN BEHANDLUNGEN GEHÖREN PROTOKOLLE FÜR:

Muskel- und Skeletterkrankungen u.a. Arthrose, Tendinopathie, Prellungen, Bursitis, Kontrakturen und Muskelverspannungen, Frakturen, Dysplasie, Neuropathie usw.

Pathologien des Integument-Systems u.a. Hautwunden, Granulome, Analdrüsenentzündung, Perianale Fisteln, Pododermatitis, Abrasionen usw.

Pathologien anderer Systeme u.a. Otitis, Sinusitis, Stomatitis usw.

