

LASERVET 1.0

TERAPIA LÁSER

LASERVET 1.0 ES EL ÚNICO LÁSER DE CLASE 4 DEL CATÁLOGO GLOBUSVET. EL DISPOSITIVO PUEDE ALCANZAR 1 VATIO DE POTENCIA E INCLUYE PROGRAMAS PREDETERMINADOS PARA PERROS, GATOS Y CABALLOS. ADEMÁS, EXISTE LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR Y ALMACENAR NUEVOS PROGRAMAS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia de pico

1 W $\pm$ 20%

Configurado para la longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Tamaño área objetivo

Óptica Ø 11 mm

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación

Red y batería recargable

Tamaño y peso


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Manípulo láser White 808 nm con óptica Ø 11 mm
- 1 Gafa protectora para el terapeuta
- 1 Kit con tres gafas protectoras de uso veterinario, tallas S, M, L
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



- ÚLTIMOS 10
- MULTI USER
- PROGRAMMABLE
- OPCIÓN ALQUILER
- PAQUETE DE BATERÍA
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

LASERVET 1.0

TERAPIA LÁSER

MÁS DE 40 PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA PERROS, GATOS, CABALLOS. LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN PROTOCOLOS PARA:

Patologías musculoesqueléticas como artrosis, tendinopatías, contusiones, bursitis, contracturas y elongaciones musculares, etc.

Patologías del sistema tegumentario como heridas superficiales y profundas

Patologías de otros sistemas como otitis, sinusitis, estomatitis, etc.

