

# LASERVET 1.0

## LASERTHÉRAPIE

LASERVET 1.0 EST LE SEUL LASER DE CLASSE 4 DU CATALOGUE GLOBUSVET. L'APPAREIL PEUT ATTEINDRE 1 WATTS DE PUISSANCE ET IL EST COMPLET AVEC DES PROGRAMMES PRÉ-INSÉRÉS POUR CHIENS, CHATS ET CHEVAUX. DE PLUS, IL Y A LA POSSIBILITÉ DE PROGRAMMER ET DE STOCKER DE NOUVEAUX PROGRAMMES.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

#### Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

#### Puissance de pic

1 W  $\pm 20\%$

#### Préparé pour la longueur d'onde

808 nm

#### Émission

Pulsée et continue

#### Dimensions target area

Optique Ø 11 mm

#### Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

#### Alimentation

Réseau et batteries rechargeables

#### Dimensions


100x160x35 mm

#### Poids

450 gr

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 1.0
- 1 Tête laser White 808 nm avec optiques Ø 11 mm
- 1 Lunette de protection pour le thérapeute
- 1 Kit avec trois petites lunettes de protection à usage vétérinaire, tailles S, M, L
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



-  LAST 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABLE
-  OPTION LOCATION
-  PAQUET BATTERIE
-  ALIMENTATION SECTEUR

# LASERVET 1.0

## LASERTHÉRAPIE

Rev. Fr\_10\_2025

**PLUS DE 40 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS ET CHEVAUX. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :**

**Maladies musculo-squelettiques** telles que l'arthrose, les tendinopathies, les contusions, les bursites, les contractures et foulures musculaires, etc ...

**Pathologies du système tégumentaire** telles que les blessures superficielles et profondes

**Pathologies d'autres systèmes** telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

