

LASERVET 3.0

LASERTHÉRAPIE

LE TRAITEMENT AVEC LASERVET 3.0 ACCÉLÈRE LA GUÉRISON DES TISSUS LÉSÉS ET AMÉLIORE LA CIRCULATION. IL EST IDÉAL POUR STIMULER LA CICATRISATION DES BLESSURES CUTANÉES ET IL EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR LE TRAITEMENT DE PLUSIEURS PATHOLOGIES MUSCULOSQUELETTIQUES CARACTÉRISÉES PAR INFLAMMATION ET DOULEUR. LA LASERTHÉRAPIE ACCÉLÈRE LA GUÉRISON ET LA DISPARITION DE LA DOULEUR, EN L'UTILISANT TOUTE SEULE AINSI QU'EN COMBINAISON AVEC D'AUTRES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT, CHEVAL, PETITS MAMMIFÈRES, REPTILES ET OISEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

Puissance de pic

3 W $\pm 20\%$

Préparé pour la longueur d'onde

808 nm

Émission

Pulsée et continue

Dimensions target area

Optique Ø 11 mm

Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

Alimentation

Réseau et batteries rechargeables

Dimensions


100x160x35 mm

Poids

450 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 3.0
- 1 Tête laser Black 808 nm avec optiques Ø 11 mm
- 1 Lunette de protection pour le thérapeute
- 1 Kit avec trois petites lunettes de protection à usage vétérinaire, tailles S, M, L
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



- LAST 10
- MULTI-UTILISATEUR
- PROGRAMMABLE
- OPTION LOCATION
- PAQUET BATTERIE
- ALIMENTATION SECTEUR

LASERVET 3.0

LASERTHÉRAPIE

Rev. Fr_10_2025

PLUS DE 130 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, PETITS MAMMIFÈRES, OISEAUX ET REPTILES. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :

Maladies musculo-squelettiques telles que l'arthrose, les tendinopathies, les ecchymoses, les bursites, les contractures et foulures musculaires, les fractures, la dysplasie, les neuropathies, etc ...

Pathologies du système tégumentaire telles que plaies cutanées, granulomes, sacculites, fistules périanales, pododermatites, écorchures etc ...

Pathologies d'autres systèmes telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

