

SHOCKWAVE 2000 - Med Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 66 PROGRAMAS

EL SHOCKWAVE 2000 MED LINE ES UN DISPOSITIVO DE ONDAS DE CHOQUE RADIALES GLOBUS QUE EMITE IMPULSOS ACÚSTICOS DE ALTA ENERGÍA QUE SE UTILIZAN PARA ESTIMULAR EL PROCESO DE CURACIÓN NATURAL DEL CUERPO. ES UN MÉTODO DE TRATAMIENTO NO INVASIVO QUE ACTÚA MEDIANTE PRESIÓN MECÁNICA SOBRE LOS TEJIDOS, PROMOViendo LA NEOANGIOGÉNESIS, REDUCIENDO LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR. ES PARTICULARMENTE EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE PROBLEMAS TENDONINOS, MUSCULARES Y FASCIALES Y FAVORECE LA REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Neumática

Presión

1 - 5 Bar

Frecuencia

1 - 20Hz

Canales

2 (no utilizables simultáneamente)

Número de disparos configurables

100-9900

Programación Libre

Interfaz de usuario

- Tableta de pantalla táctil a color
- Pantalla LCD en la pieza de mano

Pieza de mano

Ergonómica, ligera con pantalla integrada e indicador de presión en tiempo real

Alimentación por red eléctrica

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Dimensiones AxAxP - Peso

430x320x150 mm - 16,6 Kg

DOTACIÓN

- 1 Unidad de ShockWAVE 2000 Med Line
- 1 Pieza de mano completa con proyectil y tubo guía
- 2 Soportes para pieza de mano
- 1 Transmisor **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tableta con software
- 1 Soporte para tableta
- 1 Llave para mantenimiento de piezas de mano
- 1 Cepillo de limpieza del tubo guía
- 1 Botella de gel de 260 ml
- 1 Cable de alimentación
- 1 Guía operativa
- 1 Manual de usuario

TRANSMISOR EN DOTACIÓN



D20 - Ø 20 mm



COLOR
DISPLAY



PROGRAMMABLE



TOUCH SCREEN
DISPLAY



RUN TIME



AUTO START



MAINS SUPPLY



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SHOCKWAVE 2000 - Med Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 66 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

CUELLO

Artritis temporomandibular

Nevralgia del trigemino

Puntos gatillo cervicales superiores

Puntos gatillo cervicales inferiores

HOMBRO

Hombro congelado

Neuralgia cervicobraquial

Atrapamiento del nervio escapular dorsal

Dolor de hombro hemipléjico

Síndrome miofascial del hombro

Fractura de hombro sin unión

Calcificación del manguito rotador

Tendinitis del manguito rotador (aguda)

Tendinitis del manguito rotador (crónica)

Pinzamiento subacromial

Bursitis subacromial

Tenosinovitis de la cabeza larga del bíceps

BRAZO

Fractura epitrocLEAR humeral

Fractura del epicóndilo humeral

Epicondilitis

Epitrocleitis

ANTEBRAZO

Fractura radial sin unión

Síndrome del túnel carpiano

Fractura de muñeca sin unión

Síndrome del túnel cubital

MANO

Artritis de los dedos

Síndrome de De Quervain

Enfermedad de Dupuytren

Dedo en gatillo

ESPALDA

Lumbago

Puntos gatillo dorsales

Puntos gatillo lumbares

CADERA

Fractura del trocánter mayor

Bursitis del trocánter mayor

Úlcera por presión

Edema esponjoso

Prostatitis

Necrosis aséptica de la cabeza femoral

Síndrome miofascial del glúteo

Pubalgia

Necrosis isquémica del fémur

Síndrome del piriforme

MUSLO

Tendinopatía crónica del bíceps femoral proximal

Síndrome de la banda iliotibial

Osteoporosis

Tendinitis del cuádriceps

Puntos gatillo del aductor

RODILLA

Síndrome patelofemoral

Sinovitis crónica de la rodilla

Consolidación retardada de fractura

Bursitis de pata de ganso

Lesión de menisco

Síndrome miofascial de rodilla

Osteoartritis de la rodilla

Tendinopatía rotuliana

PANTORILLA

Síndrome miofascial de la pantorrilla

Periostitis tibial

Fractura por estrés de la tibia

PIE

Tendinitis aquilea

Úlcera del pie diabético

Espolón calcáneo

Metatarsalgia

Neuroma de Morton

Fascitis plantar

Fractura por estrés

Lesión del ligamento talofibular anterior

Lesión del ligamento deltoideo

SHOCKWAVE 2000 - Med Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 66 PROGRAMAS

ACCESORIOS

LOS TRANSMISORES

Cod. G7346
LARGER TRANSMITTER D36
Diámetro 36 mm



Cod. G7347
STANDARD TRANSMITTER D20
Diámetro 20 mm



Cod. G7348
FOCUSED TRANSMITTER R15
Diámetro 15 mm



Cod. G7349
SMALL TRANSMITTER D15
Diámetro 15 mm



Cod. G7350
LONG TRANSMITTER F15
Diámetro 15 mm



Cod. G7351
HIGH ENERGY D10
Diámetro 10 mm



Cod. G7352
POINT TRANSMITTER A6
Diámetro 6 mm



PARA HACER TU TRABAJO MÁS FÁCIL

Cod. G6510
CARRO EASY GO



Cod. G7378
MALETA PARA TRANSPORTE
ONDAS DE CHOQUE



Cod. G7344
PIEZA DE MANO ADICIONAL



Rev. Es_06_2025