

# SHOCKWAVE 2000 - Med Line

## DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 66 PROGRAMMI

LA SHOCKWAVE 2000 MED LINE È UN DISPOSITIVO GLOBUS AD ONDE D'URTO RADIALI CHE EMettono IMPULSI ACUSTICI AD ALTA ENERGIA UTILIZZATI PER STIMOLARE IL PROCESSO DI GUARIGIONE NATURALE DEL CORPO. È UN METODO DI TRATTAMENTO NON INVASIVO CHE AGISCE TRAMITE UNA PRESSIONE MECCANICA SUI TESSUTI, PROMUOVENDO LA NEO-ANGIOGENESI, RIDUCENDO L'INFIAMMAZIONE ED IL DOLORE. È PARTICOLARMENTE EFFICACE NEL TRATTAMENTO DI PROBLEMI TENDINEI, MUSCOLARI, FASCIALI E NEL FAVORIRE LA RIGENERAZIONE DEI TESSUTI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Tecnologia

Pneumatica

#### Pressione

1 - 5 Bar

#### Frequenza

1 - 20Hz

#### Canali

2 (non usabili contemporaneamente)

#### N° Shock impostabili

100-9900

#### Programmazione Libera

#### Interfaccia utente

- Tablet touchscreen a colori
- Schermo LCD su manipolo

#### Manipolo in dotazione

Ergonomico, leggero con display integrato e indicatore di pressione in tempo reale

#### Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

#### Dimensioni LxPxH - Peso

430x320x150 mm - 16,6 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Unità di ShockWAVE 2000 Med Line
- 1 Manipolo completo di proiettile e tubo guida
- 2 Supporti per manipolo
- 1 Testina **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablet completo di software
- 1 Supporto per Tablet
- 1 Chiave per manutenzione manipoli
- 1 Spazzolino per pulizia tubo guida
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Guida operativa
- 1 Manuale operativo

### TESTINA IN DOTAZIONE



D20 - Ø 20 mm



CE  
0344



DISPLAY  
A COLORI



PROGRAMMABILE



DISPLAY  
TOUCH SCREEN



RUN TIME



AUTO START



ALIMENTAZIONE  
A RETE



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# SHOCKWAVE 2000 - Med Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 66 PROGRAMMI

## ELENCO PROGRAMMI

### COLLO

Artrite temporo-mandibolare

Nevralgia del trigemino

Trigger points cervicali superiori

Trigger points cervicali inferiori

### SPALLA

Spalla congelata

Nevralgia cervicobrachiale

Intrappolamento del nervo scapolare dorsale

Dolore spalla emiplegica

Sindrome miofasciale spalla

Non unione frattura spalla

Calcificazione della cuffia dei rotatori

Tendinite della cuffia dei rotatori (acuta)

Tendinite della cuffia dei rotatori (cronica)

Conflitto subacromiale

Borsite subacromiale

Tenosinovite del capo lungo del bicipite

### BRACCIO

Frattura epitroclea omerale

Frattura epicondilo omerale

Epicondilitis

Epitrocleite

### AVAMBRACCIO

Non unione frattura radiale

Sindrome del tunnel carpale

Non unione frattura polso

Sindrome del tunnel cubitale

### MANO

Artrite delle dita

Sindrome di De Quervain

Malattia di Dupuytren

Dito a scatto

### SCHIENA

Lombalgia

Trigger points dorsali

Trigger points lombari

### ANCA

Frattura del gran trocantere

Borsite del gran trocantere

Ulcera da pressione

Edema spongioso

Prostatite

Necrosi asettica della testa del femore

Sindrome miofasciale glutea

Pubalgia

Necrosi ischemica del femore

Sindrome del piriforme

### COSCIA

Tendinopatia cronica del bicipite femorale prossimale

Sindrome della bandelletta ileotibiale

Osteoporosi

Tendinite del quadricipite

Trigger points degli adduttori

### GINOCCHIO

Sindrome femoro-rotulea

Sinovite cronica del ginocchio

Ritardo consolidamento frattura

Borsite della zampa d'oca

Lesione meniscale

Sindrome miofasciale del ginocchio

Osteoartrite del ginocchio

Tendinopatia rotulea

### POLPACCIO

Sindrome miofasciale polpaccio

Periostite tibiale

Frattura da stress della tibia

### PIEDE

Tendinopatia achillea

Ulcera del piede diabetico

Sperone calcaneare

Metatarsalgia

Neuroma di Morton

Fascite plantare

Frattura da stress

Lesione del legamento peroniero astragalico anteriore

Lesione del legamento deltoideo

# SHOCKWAVE 2000 - Med Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 66 PROGRAMMI

## ACCESSORI

### I TRASMETTITORI

Cod. **G7346**  
**LARGER TRANSMITTER D36**  
Diametro 36 mm



Cod. **G7347**  
**STANDARD TRANSMITTER D20**  
Diametro 20 mm



Cod. **G7348**  
**FOCUSED TRANSMITTER R15**  
Diametro 15 mm



Cod. **G7349**  
**SMALL TRANSMITTER D15**  
Diametro 15 mm



Cod. **G7350**  
**LONG TRANSMITTER F15**  
Diametro 15 mm



Cod. **G7351**  
**HIGH ENERGY D10**  
Diametro 10 mm



Cod. **G7352**  
**POINT TRANSMITTER A6**  
Diametro 6 mm



### PER FACILITARE IL TUO LAVORO

Cod. **G6510**  
**CARRELLO EASY GO**



Cod. **G7378**  
**TROLLEY PER TRASPORTO SHOCKWAVES**



Cod. **G7344**  
**MANIPOLO AGGIUNTIVO**



Rev. It\_06\_2025