

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

RADIALES STOSSWELLENTHERAPIEGERÄT | 107 PROGRAMME

DAS GERÄT SHOCKWAVE 2000 BEAUTYMED LINE VON GLOBUS IST EIN RADIALES STOSSWELLENERÄT, DAS HOCHENERGETISCHE AKUSTISCHE IMPULSE ABGIBT, DIE IM DERMATOFUNKTIONELLEN UND MUSKULOSKELETALEN BEREICH VERWENDET WERDEN, UM DIE KOLLAGENPRODUKTION UND DIE GEWEBEREGENERATION ZU STIMULIEREN. ES HANDELT SICH UM EINE NICHTINVASIVE BEHANDLUNGSMETHODE, DIE DURCH MECHANISCHEN DRUCK AUF DAS GEWEBE WIRKT. IM DERMATOFUNKTIONELLEN BEREICH VERBESSERT SIE DIE BLUTZIRKULATION, HILFT BEI DER REDUKTION LOKALISierter FETTPOLSTER UND STRAFFT DIE HAUT. IM MUSKULOSKELETALEN BEREICH IST SIE BESONDERS WIRKSAM BEI DER BEHANDLUNG VON SEHNEN- UND MUSKELPROBLEMEN.

TECHNISCHE DATEN

Technologie

Pneumatisch

Druck

1 - 5 Bar

Frequenz

1 - 20Hz

Kanäle

2 (nicht gleichzeitig nutzbar)

Einstellbare Schocks

100-9900

Freie Programmierung

Benutzeroberfläche

- Farb-Touchscreen
- LCD-Bildschirm am Handstück

Handstück

Ergonomisch, leicht, mit integriertem Display und Echtzeit-Druckanzeige

Stromversorgung

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Abmessungen LxTxH - Gewicht

430x320x150 mm - 16,6 Kg

STANDARDLIEFERUMFANG

- 1 ShockWAVE 2000 BeautyMed Line Einheit
- 1 Handstück mit Projektil und Führungsschlauch
- 2 Halterungen für Handstück
- 1 Transmitter **D36** - Ø 36 mm
- 1 Transmitter **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablet mit Software
- 1 Tablet-Halterung
- 1 Wartungsschlüssel für Handstücke
- 1 Reinigungsbürste für Führungsschlauch
- 1 260 ml Gel
- 1 Netzkabel
- 1 Kurzanleitung
- 1 Bedienungsanleitung

MITGELIEFERTER TRANSMITTER



D20 - Ø 20 mm



D36 - Ø 36 mm



FARBDISPLAY



PROGRAMMIERBAR



TOUCHDISPLAY



RUN TIME



AUTO START



NETZBETRIEB



CE
0344



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

RADIALES STOSSWELLEN THERAPIEGERÄT | 107 PROGRAMME

41 DERMATOFUNKTIONELLE PROGRAMME

GESICHT / DÉCOLLETÉ

Hautverjüngung

Aknenarben

Elastizitätsmassage

Hautstraffung

Narbenbehandlung

OBERGLIEDMASSEN

Elastizitätsmassage

Hautstraffung

Narbenbehandlung

Hautverjüngung

Fettreduktion

Lymphdrainage

HÜFTEN

Lymphdrainage

Fettreduktion

Hautstraffung

Narbenbehandlung

Hautverjüngung

Elastizitätsmassage

BAUCH

Lymphdrainage

Fettreduktion

Hautstraffung

Narbenbehandlung

Hautverjüngung

Elastizitätsmassage

GLUTEALMUSKULATUR

Lymphdrainage

Fettreduktion

Hautstraffung

Narbenbehandlung

Hautverjüngung

Elastizitätsmassage

Ödematöse Cellulite

Fibröse Cellulite

Sklerotische Cellulite

OBERSCHENKEL / BEINE

Fettreduktion

Hautstraffung

Narbenbehandlung

Hautverjüngung

Elastizitätsmassage

Ödematöse Cellulite

Fibröse Cellulite

Sklerotische Cellulite

Lymphdrainage

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

RADIALES STOSSWELLENTHERAPIEGERÄT | 107 PROGRAMME

66 MUSKULOSKELETALE PROGRAMME

HALS

Temporomandibuläre Arthritis

Trigeminusneuralgie

Obere zervikale Triggerpunkte

Untere zervikale Triggerpunkte

SCHULTER

Frozen Shoulder

Zervikobrachiale Neuralgie

Einklemmung des dorsalen Schulterblattnervs

Schulterschmerz bei Hemiplegie

Myofasziales Schulter-Syndrom

Pseudarthrose der Schulter

Verkalkung der Rotatorenmanschette

Akute Rotatorenmanschetten-Tendinitis

Chronische Rotatorenmanschetten-Tendinitis

Subakromiales Impingement

Subakromiale Bursitis

Tenosynovitis der langen Bizepssehne

ARM

Epitrochlea-Fraktur des Oberarms

Epikondylus-Fraktur des Oberarms

Epicondylitis

Epitrochleitis

UNTERARM

Pseudarthrose des Radius

Karpaltunnelsyndrom

Pseudarthrose des Handgelenks

Kubitaltunnelsyndrom

HAND

Fingerarthritis

De-Quervain-Syndrom

Dupuytren-Kontraktur

Schnappfinger

RÜCKEN

Lumbalgie

Dorsale Triggerpunkte

Lumbale Triggerpunkte

HÜFTE

Fraktur des großen Trochanters

Bursitis des großen Trochanters

Dekubitus

Spongiöses Ödem

Prostatitis

Aseptische Femurkopfnekrose

Myofasziales Gesäßsyndrom

Pubalgie

Ischämische Nekrose des Femurs

Piriformis-Syndrom

OBERSCHENKEL

Chronische Bizepsfemoris-Tendinopathie

Iliotibiales Bandsyndrom

Osteoporose

Quadrizeps-Tendinitis

Adduktoren-Triggerpunkte

KNIE

Femoro-patellares Syndrom

Chronische Knie-Synovitis

Verzögerte Frakturheilung

Pes-anserinus-Bursitis

Meniskusverletzung

Myofasziales Knie-Syndrom

Kniearthrose

Patellarsehnen-Tendinopathie

UNTERBEIN

Myofasziales Wadensyndrom

Tibiaperiostitis

Tibia-Stressfraktur

FUSS

Achillessehnen-Tendinopathie

Diabetisches Fußulkus

Fersensporn

Metatarsalgie

Morton-Neurom

Plantarfasziitis

Stressfraktur

Verletzung des vorderen talofibularen Bandes

Verletzung des Deltabandes

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

RADIALES STOSSWELLENTHERAPIEGERÄT | 107 PROGRAMME

ZUBEHÖR

DIE TRANSMITTER

Code **G7346**
LARGER TRANSMITTER D36
Durchmesser 36 mm



Code **G7347**
STANDARD TRANSMITTER D20
Durchmesser 20 mm



Code **G7348**
FOCUSED TRANSMITTER R15
Durchmesser 15 mm



Code **G7349**
SMALL TRANSMITTER D15
Durchmesser 15 mm



Code **G7350**
LONG TRANSMITTER F15
Durchmesser 15 mm



Code **G7351**
HIGH ENERGY D10
Durchmesser 10 mm



Code **G7352**
POINT TRANSMITTER A6
Durchmesser 6 mm



ZUR ERLEICHTERUNG IHRER ARBEIT

Code **G6510**
EASY GO WAGEN



Code **G7378**
TRANSPORTWAGEN FÜR
SHOCKWAVES



Code **G7344**
ZUSÄTZLICHER HANDSTÜCK

