

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 107 PROGRAMAS

EL SHOCKWAVE 2000 BEAUTYMED LINE ES UN DISPOSITIVO DE ONDAS DE CHOQUE RADIALES GLOBUS QUE EMITE IMPULSOS ACÚSTICOS DE ALTA ENERGÍA UTILIZADOS EN EL CAMPO DERMATOLÓGICO Y MUSCULOESQUELÉTICO PARA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO Y EL PROCESO DE REGENERACIÓN DE LOS TEJIDOS. ES UN MÉTODO DE TRATAMIENTO NO INVASIVO QUE ACTÚA MEDIANTE PRESIÓN MECÁNICA SOBRE LOS TEJIDOS. EN CAMPO DERMATOFUNCIONAL MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, AYUDA A REDUCIR LA GRASA LOCALIZADA, TONIFICA Y REAFIRMA LA PIEL. EN CAMPO MUSCULOESQUELÉTICO ES PARTICULARMENTE EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE LOS TENDONES Y MUSCULARES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología

Neumática

Presión

1 - 5 Bar

Frecuencia

1 - 20Hz

Canales

2 (no utilizables simultáneamente)

Número de disparos configurables

100-9900

Programación Libre

Interfaz de usuario

- Tableta de pantalla táctil a color
- Pantalla LCD en la pieza de mano

Pieza de mano

Ergonómica, ligera con pantalla integrada e indicador de presión en tiempo real

Alimentación por red eléctrica

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Dimensiones AxApP - Peso

430x320x150 mm - 16,6 Kg

DOTACIÓN

- 1 Unidad de ShockWAVE 2000 BeautyMed Line
- 1 Pieza de mano completa con proyectil y tubo guía
- 2 Soportes para pieza de mano
- 1 Transmisor D36 - Ø 36 mm
- 1 Transmisor D20 - Ø 20 mm
- 1 Tableta con software
- 1 Soporte para tableta
- 1 Llave para mantenimiento de piezas de mano
- 1 Cepillo de limpieza del tubo guía
- 1 Botella de gel de 260 ml
- 1 Cable de alimentación
- 1 Guía operativa
- 1 Manual de usuario

TRANSMISOR EN DOTACIÓN



D20 - Ø 20 mm



D36 - Ø 36 mm



COLOR
DISPLAY



PROGRAMMABLE



TOUCH SCREEN
DISPLAY



RUN TIME



AUTO START



MAINS SUPPLY



CE
0344



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 107 PROGRAMAS

41 PROGRAMAS DERMATOFUNCIONALES

ROSTRO / ESCOTE

Rejuvenecimiento piel

Cicatriz de acné

Masaje elastizante

Tonificación piel

Tratamiento cicatrices

EXTREMIDAD SUPERIOR

Masaje elastizante

Tonificación piel

Tratamiento cicatrices

Rejuvenecimiento piel

Reducción de grasa

Drenaje linfático

CADERAS

Drenaje linfático

Reducción de grasa

Tonificación piel

Tratamiento cicatrices

Rejuvenecimiento piel

Masaje elastizante

ABDOMEN

Drenaje linfático

Reducción de grasa

Tonificación piel

Tratamiento cicatrices

Rejuvenecimiento piel

Masaje elastizante

GLUTEOS

Masaje elastizante

Reducción de grasa

Reducción de grasa

Tratamiento cicatrices

Rejuvenecimiento piel

Masaje elastizante

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Celulitis esclerótica

MUSLOS / PIERNAS

Reducción de grasa

Tonificación piel

Tratamiento cicatrice

Rejuvenecimiento piel

Masaje elastizante

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Celulitis esclerótica

Drenaje linfático

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 107 PROGRAMAS

66 PROGRAMMI MUSCOLO-SCHELETRICI

CUELLO

Artritis temporomandibular
Nevralgia del trigemino
Puntos gatillo cervicales superiores
Puntos gatillo cervicales inferiores

HOMBRO

Hombro congelado
Neuralgia cervicobraquial
Atrapamiento del nervio escapular dorsal
Dolor de hombro hemipléjico
Síndrome miofascial del hombro
Fractura de hombro sin unión
Calcificación del manguito rotador
Tendinitis del manguito rotador (aguda)
Tendinitis del manguito rotador (crónica)
Pinzamiento subacromial
Bursitis subacromial
Tenosinovitis de la cabeza larga del bíceps

BRAZO

Fractura epitroclear humeral
Fractura del epicóndilo humeral
Epicondilitis
Epitrocleítis

ANTEBRAZO

Fractura radial sin unión
Síndrome del túnel carpiano
Fractura de muñeca sin unión
Síndrome del túnel cubital

MANO

Artritis de los dedos
Síndrome de De Quervain
Enfermedad de Dupuytren
Dedo en gatillo

ESPALDA

Lumbago
Puntos gatillo dorsales
Puntos gatillo lumbares

CADERA

Fractura del trocánter mayor
Bursitis del trocánter mayor
Úlcera por presión
Edema esponjoso
Prostatitis
Necrosis aséptica de la cabeza femoral
Síndrome miofascial del glúteo
Pubalgia
Necrosis isquémica del fémur
Síndrome del piriforme

MUSLO

Tendinopatía crónica del bíceps femoral proximal
Síndrome de la banda iliotibial
Osteoporosis
Tendinitis del cuádriceps
Puntos gatillo del aductor

RODILLA

Síndrome patelofemoral
Sinovitis crónica de la rodilla
Consolidación retardada de fractura
Bursitis de pata de ganso
Lesión de menisco
Síndrome miofascial de rodilla
Osteoartritis de la rodilla
Tendinopatía rotuliana

PANTORILLA

Síndrome miofascial de la pantorrilla
Periostitis tibial
Fractura por estrés de la tibia

PIE

Tendinitis aquilea
Úlcera del pie diabético
Espolón calcáneo
Metatarsalgia
Neuroma de Morton
Fascitis plantar
Fractura por estrés
Lesión del ligamento talofibular anterior
Lesión del ligamento deltoideo

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

ONDAS DE CHOQUE RADIALES | 107 PROGRAMAS

ACCESORIOS

LOS TRANSMISORES

Cod. G7346
LARGER TRANSMITTER D36
Diámetro 36 mm



Cod. G7347
STANDARD TRANSMITTER D20
Diámetro 20 mm



Cod. G7348
FOCUSED TRANSMITTER R15
Diámetro 15 mm



Cod. G7349
SMALL TRANSMITTER D15
Diámetro 15 mm



Cod. G7350
LONG TRANSMITTER F15
Diámetro 15 mm



Cod. G7351
HIGH ENERGY D10
Diámetro 10 mm



Cod. G7352
POINT TRANSMITTER A6
Diámetro 6 mm



PARA HACER TU TRABAJO MÁS FACIL

Cod. G6510
CARRO EASY GO



Cod. G7378
MALETA PARA TRANSPORTE
ONDAS DE CHOQUE



Cod. G7344
PIEZA DE MANO ADICIONAL

