

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES | 107 PROGRAMMES

LA SHOCKWAVE 2000 BEAUTYMED LINE EST UN APPAREIL GLOBUS À ONDES DE CHOC RADIALES QUI ÉMETTENT DES IMPULSIONS ACOUSTIQUES À HAUTE ÉNERGIE UTILISÉES DANS LE DOMAINE DERMATOFONCTIONNEL ET MUSCULO-SQUELETTIQUE POUR STIMULER LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE ET LE PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION DES TISSUS. IL S'AGIT D'UNE MÉTHODE DE TRAITEMENT NON INVASIVE QUI AGIT PAR PRESSION MÉCANIQUE SUR LES TISSUS. DANS LE DOMAINE DERMATOFONCTIONNEL, ELLE AMÉLIORE LA CIRCULATION SANGUINE, AIDE À RÉDUIRE LES ADIPOSITÉS LOCALISÉES, TONIFIE ET RAFFERMIT LA PEAU. DANS LE DOMAINE MUSCULO-SQUELETTIQUE, ELLE EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DES PROBLÈMES TENDINEUX ET MUSCULAIRES.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie

Pneumatique

Pression

1 - 5 Bars

Fréquence

1 - 20Hz

Canaux

2 (ne peuvent pas être utilisés simultanément)

Nombre de chocs réglables

100-9900

Programmation libre

Interface utilisateur

- Tablette tactile couleur
- Écran LCD sur la poignée

Poignée fournie

Ergonomique, légère, avec écran intégré et indicateur de pression en temps réel

Alimentation secteur

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Dimensions LxPxH - Poids

430x320x150 mm - 16,6 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Unité ShockWAVE 2000 BeautyMed Line
- 1 Manche complet avec projectile et tube guide
- 2 Supports pour poignée
- 1 Tête **D36** - Ø 36 mm
- 1 Tête **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablette avec logiciel
- 1 Support pour tablette
- 1 Clé pour l'entretien des poignées
- 1 Brosse pour le nettoyage du tube guide
- 1 Tube de gel de 260 ml
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Guide d'utilisation
- 1 Manuel d'utilisation

TÊTE FOURNIE



D20 - Ø 20 mm



D36 - Ø 36 mm



ÉCRAN COULEUR



PROGRAMMABLE



ÉCRAN TACTILE



RUN TIME



AUTO START



ALIMENTATION SECTEUR



CE
0344



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES | 107 PROGRAMMES

41 PROGRAMMES DERMATOFONCTIONNELS

VISAGE-DÉCOLLETÉ

Rajeunissement de peau

Cicatrices d'acné

Massage élastique

Raffermissment de la peau

Traitement des cicatrices

MEMBRE SUPÉRIEUR

Massage élastique

Raffermissment de la peau

Traitement des cicatrices

Rajeunissement de peau

Réduction de graisse

Drainage lymphatique

HANCHES

Drainage lymphatique

Réduction de graisse

Raffermissment de la peau

Traitement des cicatrices

Rajeunissement de peau

Massage élastique

ABDOMEN

Drainage lymphatique

Réduction de graisse

Raffermissment de la peau

Traitement des cicatrices

Rajeunissement de peau

Massage élastique

FESSIERS

Drainage lymphatique

Réduction de graisse

Raffermissment de la peau

Traitement des cicatrices

Rajeunissement de peau

Massage élastique

Cellulite œdémateuse

Cellulite fibreuse

Cellulite sclérotique

CUISSES-JAMBES

Réduction de graisse

Raffermissment de la peau

Traitement des cicatrices

Rajeunissement de peau

Massage élastique

Cellulite œdémateuse

Cellulite fibreuse

Cellulite sclérotique

Drainage lymphatique

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES | 107 PROGRAMMES

66 PROGRAMMES MUSCULO-SQUELETTIQUES

COU

Arthrite temporomandibulaire
Névrалgie du trijumeau
Points de déclenchement cervicaux supérieurs
Points de déclenchement cervicaux inférieurs

EPAULE

Capsulite
Névrалgie cervico-brachiale
Récupération du nerf scapulaire dorsal
Douleur hémiparétique à l'épaule
Syndrome myofascial à l'épaule
Non-union de la fracture d'épaule
Calcification de la coiffe des rotateurs
Tendinite du coiffe des rotateurs (aiguë)
Tendinite du coiffe des rotateurs (chronique)
Impingement subacromial
Bursite subacromiale
Tenosynovite de la longue tête des biceps

BRAS

Fracture latérale de l'épicondyle huméral
Fracture de l'épicondyle huméral médian
Épicondylite latérale de l'humérus
Épicondylite médiale de l'humérus

AVANT-BRAS

Nonunion radiale
Syndrome du canal carpien
Non union de la fracture du poignet
Compression du Nerf Cubital

MAIN

Arthrite des doigts
Syndrome de De Quervain
Maladie de Dupuytren
Doigt à ressort

DOS

Lombalgie
Point de déclenchement dorsal
Points de déclenchement lombaires

HANCHE

Fracture tubérosité majeure
Ulcère
Œdème de la moelle osseuse
Prostatite
Nécrose aseptique de la tête fémorale
Syndrome de la douleur glutéale myofasciale
Bursite trochantérienne majeure
Pubalgie
Nécrose fémorale ischémique
Syndrome du piriforme

CUISSE

Tendinopathie proximale chronique des ischio
Syndrome de la bande iliotibiale
Ostéoporose
Tendinite du quadriceps
Trigger point des adducteurs

GENOU

Syndrome de l'articulation patellofémorale
Synovite chronique du genou
Retard de la cicatrisation osseuse
Bursite du pied d'oie
Déchirure méniscale
Syndrome myofascial du genou
Gonarthrose
Tendinite rotulienne

MOLLET

Syndrome myofascial du mollet
Périostite tibiale
Fracture de stress du tibia

PIED

Tendinopathie d'Achille
Ulcère du pied diabétique
Épine calcanéenne
Tendinite métatarsienne
Névrome de Morton
Fasciite plantaire
Fracture de stress
Lésion du ligament tallo-fibulaire antérieur
Lésion du ligament deltoïde

SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES | 107 PROGRAMMES

ACCESSOIRES

LES TRANSMETTEURS

Code **G7346**
LARGER TRANSMITTER D36
Diamètre 36 mm



Code **G7347**
STANDARD TRANSMITTER D20
Diamètre 20 mm



Code **G7348**
FOCUSED TRANSMITTER R15
Diamètre 15 mm



Code **G7349**
SMALL TRANSMITTER D15
Diamètre 15 mm



Code **G7350**
LONG TRANSMITTER F15
Diamètre 15 mm



Code **G7351**
HIGH ENERGY D10
Diamètre 10 mm



Code **G7352**
POINT TRANSMITTER A6
Diamètre 6 mm



POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL

Code **G6510**
CHARIOT EASY GO



Code **G7378**
CHARIOT DE TRANSPORT SHOCKWAVES



Code **G7344**
MANCHE SUPPLÉMENTAIRE

