

SHOCKWAVE 2000 - Beauty Line

DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES | 17 PROGRAMMES

LA SHOCKWAVE 2000 BEAUTY LINE EST UN DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES DE GLOBUS, QUI ÉMET DES IMPULSIONS ACOUSTIQUES À HAUTE ÉNERGIE UTILISÉES DANS LE DOMAINE ESTHÉTIQUE POUR STIMULER LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE ET LE PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION DES TISSUS. C'EST UNE MÉTHODE DE TRAITEMENT NON INVASIVE QUI AGIT PAR UNE PRESSION MÉCANIQUE SUR LES TISSUS, AMÉLIORE LA CIRCULATION SANGUINE, AIDE À RÉDUIRE LES ADIPOSITÉS LOCALISÉES, TONIFIE ET RAFFERMIT LA PEAU.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie

Pneumatique

Pression

1 - 5 Bar

Fréquence

1 - 20Hz

Canaux

2 (ne peuvent pas être utilisés simultanément)

Nombre de chocs réglables

100-9900

Programmation libre

Interface utilisateur

- Tablette tactile couleur
- Écran LCD sur la poignée

Poignée fournie

Ergonomique, légère, avec écran intégré et indicateur de pression en temps réel

Alimentation secteur

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Dimensions LxPxH - Poids

430x320x150 mm - 16,6 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Unité ShockWAVE 2000 Beauty Line
- 1 Manche complet avec projectile et tube guide
- 2 Supports pour poignée
- 1 Tête **D36** - Ø 36 mm
- 1 Tête **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablette avec logiciel
- 1 Support pour tablette
- 1 Clé pour l'entretien des poignées
- 1 Brosse pour le nettoyage du tube guide
- 1 Flacon de gel de 1000 ml
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Guide d'utilisation
- 1 Manuel d'utilisation

TÊTE FOURNIE



D20 - Ø 20 mm



D36 - Ø 36 mm



ÉCRAN COULEUR



PROGRAMMABLE



ÉCRAN TACTILE



RUN TIME



AUTO START



ALIMENTATION SECTEUR



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SHOCKWAVE 2000 - Beauty Line

DISPOSITIF À ONDES DE CHOC RADIALES | 17 PROGRAMMES

LISTE PROGRAMMES

VISAGE-DÉCOLLETÉ

Oxygénation profonde

Tonification

Activation du collagène

Rajeunissement

MEMBRE SUPÉRIEUR

Raffermissment

Réduction de graisse

ABDOMEN

Raffermissment

Slimming

HANCHES

Décontractant

Raffermissment

Slimming

FESSIERS

Raffermissment

Slimming

CUISSES-JAMBES

Oxygénation profonde

Raffermissment

Jambes lourdes

Slimming

ACCESSOIRES | LES TRANSMETTEURS

Code **G7346**
LARGER TRANSMITTER D36
Diamètre 36 mm



Code **G7347**
STANDARD TRANSMITTER D20
Diamètre 20 mm



Code **G7348**
FOCUSED TRANSMITTER R15
Diamètre 15 mm



Code **G7349**
SMALL TRANSMITTER D15
Diamètre 15 mm



Code **G7350**
LONG TRANSMITTER F15
Diamètre 15 mm



Code **G7351**
HIGH ENERGY D10
Diamètre 10 mm



Code **G7352**
POINT TRANSMITTER A6
Diamètre 6 mm



ACCESSOIRES | POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL

Code **G6510**
CHARIOT EASY GO



Code **G7378**
CHARIOT DE TRANSPORT
SHOCKWAVES



Code **G7344**
MANCHE SUPPLÉMENTAIRE

