

# SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 107 PROGRAMMI

LA SHOCKWAVE 2000 BEAUTYMED LINE È UN DISPOSITIVO GLOBUS AD ONDE D'URTO RADIALI CHE EMETTONO IMPULSI ACUSTICI AD ALTA ENERGIA UTILIZZATI IN AMBITO DERMATOFUNZIONALE E MUSCOLOSCHELETRICO PER STIMOLARE LA PRODUZIONE DI COLLAGENE ED IL PROCESSO DI RIGENERAZIONE DEI TESSUTI. È UN METODO DI TRATTAMENTO NON INVASIVO CHE AGISCE TRAMITE UNA PRESSIONE MECCANICA SUI TESSUTI. IN CAMPO DERMATOFUNZIONALE MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, AIUTA A RIDURRE LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE, TONIFICA E RASSODA LA PELLE. IN AMBITO MUSCOLOSCHELETRICO È PARTICOLARMENTE EFFICACE NEL TRATTAMENTO DI PROBLEMI TENDINEI E MUSCOLARI.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Tecnologia

Pneumatica

### Pressione

1 - 5 Bar

### Frequenza

1 - 20Hz

### Canali

2 (non usabili contemporaneamente)

### N° Shock impostabili

100-9900

### Programmazione Libera

### Interfaccia utente

- Tablet touchscreen a colori
- Schermo LCD su manipolo

### Manipolo in dotazione

Ergonomico, leggero con display integrato e indicatore di pressione in tempo reale

### Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

### Dimensioni LxPxH - Peso

430x320x150 mm - 16,6 Kg

## DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Unità di ShockWAVE 2000 BeautyMed Line
- 1 Manipolo completo di proiettile e tubo guida
- 2 Supporti per manipolo
- 1 Testina **D36** - Ø 36 mm
- 1 Testina **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablet completo di software
- 1 Supporto per Tablet
- 1 Chiave per manutenzione manipoli
- 1 Spazzolino per pulizia tubo guida
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Guida operativa
- 1 Manuale operativo

## TESTINE IN DOTAZIONE



D20 - Ø 20 mm



D36 - Ø 36 mm



CE  
0344



DISPLAY  
A COLORI



PROGRAMMABILE



DISPLAY  
TOUCH SCREEN



RUN TIME



AUTO START



ALIMENTAZIONE  
A RETE



**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 107 PROGRAMMI

## 41 PROGRAMMI DERMATOFUNZIONALI

### VISO / DÉCOLLETÉ

Ringiovanimento pelle

Cicatrice da acne

Massaggio elasticizzante

Rassodamento cutaneo

Trattamento cicatrici

### ARTO SUPERIORE

Massaggio elasticizzante

Rassodamento cutaneo

Trattamento cicatrici

Ringiovanimento pelle

Riduzione grasso

Drenaggio linfatico

### FIANCHI

Drenaggio linfatico

Riduzione grasso

Rassodamento cutaneo

Trattamento cicatrici

Ringiovanimento pelle

Massaggio elasticizzante

### ADDOME

Drenaggio linfatico

Riduzione grasso

Rassodamento cutaneo

Trattamento cicatrici

Ringiovanimento pelle

Massaggio elasticizzante

### GLUTEI

Drenaggio linfatico

Riduzione grasso

Rassodamento cutaneo

Trattamento cicatrici

Ringiovanimento pelle

Massaggio elasticizzante

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite sclerotica

### COSCE / GAMBE

Riduzione grasso

Rassodamento cutaneo

Trattamento cicatrici

Ringiovanimento pelle

Massaggio elasticizzante

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite sclerotica

Drenaggio linfatico

# SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 107 PROGRAMMI

## 66 PROGRAMMI MUSCOLO-SCHELETRICI

### COLLO

Artrite temporo-mandibolare

Nevralgia del trigemino

Trigger points cervicali superiori

Trigger points cervicali inferiori

### SPALLA

Spalla congelata

Nevralgia cervicobrachiale

Intrappolamento del nervo scapolare dorsale

Dolore spalla emiplegica

Sindrome miofasciale spalla

Non unione frattura spalla

Calcificazione della cuffia dei rotatori

Tendinite della cuffia dei rotatori (acuta)

Tendinite della cuffia dei rotatori (cronica)

Conflitto subacromiale

Borsite subacromiale

Tenosinovite del capo lungo del bicipite

### BRACCIO

Frattura epitroclea omerale

Frattura epicondilo omerale

Epicondilita

Epitrocleite

### AVAMBRACCIO

Non unione frattura radiale

Sindrome del tunnel carpale

Non unione frattura polso

Sindrome del tunnel cubitale

### MANO

Artrite delle dita

Sindrome di De Quervain

Malattia di Dupuytren

Dito a scatto

### SCHIENA

Lombalgia

Trigger points dorsali

Trigger points lombari

### ANCA

Frattura del gran trocantere

Borsite del gran trocantere

Ulcera da pressione

Edema spongioso

Prostatite

Necrosi asettica della testa del femore

Sindrome miofasciale glutea

Pubalgia

Necrosi ischemica del femore

Sindrome del piriforme

### COSCIA

Tendinopatia cronica del bicipite femorale prossimale

Sindrome della bandelletta ileotibiale

Osteoporosi

Tendinite del quadricipite

Trigger points degli adduttori

### GINOCCHIO

Sindrome femoro-rotulea

Sinovite cronica del ginocchio

Ritardo consolidamento frattura

Borsite della zampa d'oca

Lesione meniscale

Sindrome miofasciale del ginocchio

Osteoartrite del ginocchio

Tendinopatia rotulea

### POLPACCIO

Sindrome miofasciale polpaccio

Periostite tibiale

Frattura da stress della tibia

### PIEDE

Tendinopatia achillea

Ulcera del piede diabetico

Sperone calcaneare

Metatarsalgia

Neuroma di Morton

Fascite plantare

Frattura da stress

Lesione del legamento peroniero astragalico anteriore

Lesione del legamento deltoideo

# SHOCKWAVE 2000 - BeautyMed Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 107 PROGRAMMI

## ACCESSORI

### I TRASMETTITORI

Cod. G7346  
LARGER TRANSMITTER D36  
Diametro 36 mm



Cod. G7347  
STANDARD TRANSMITTER D20  
Diametro 20 mm



Cod. G7348  
FOCUSED TRANSMITTER R15  
Diametro 15 mm



Cod. G7349  
SMALL TRANSMITTER D15  
Diametro 15 mm



Cod. G7350  
LONG TRANSMITTER F15  
Diametro 15 mm



Cod. G7351  
HIGH ENERGY D10  
Diametro 10 mm



Cod. G7352  
POINT TRANSMITTER A6  
Diametro 6 mm



### PER FACILITARE IL TUO LAVORO

Cod. G6510  
CARRELLO EASY GO



Cod. G7378  
TROLLEY PER TRASPORTO  
SHOCKWAVES



Cod. G7344  
MANIPOLO AGGIUNTIVO

