

SHOCKWAVE 2000 - Beauty Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 17 PROGRAMMI

LA SHOCKWAVE 2000 BEAUTY LINE È UN DISPOSITIVO GLOBUS AD ONDE D'URTO RADIALI CHE EMETTONO IMPULSI ACUSTICI AD ALTA ENERGIA UTILIZZATI IN AMBITO ESTETICO PER STIMOLARE LA PRODUZIONE DI COLLAGENE ED IL PROCESSO DI RIGENERAZIONE DEI TESSUTI. È UN METODO DI TRATTAMENTO NON INVASIVO CHE AGISCE TRAMITE UNA PRESSIONE MECCANICA SUI TESSUTI, CHE MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, AIUTA A RIDURRE LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE, TONIFICA E RASSODA LA PELLE.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia

Pneumatica

Pressione

1 - 5 Bar

Frequenza

1 - 20Hz

Canali

2 (non usabili contemporaneamente)

N° Shock impostabili

100-9900

Programmazione Libera

Interfaccia utente

- Tablet touchscreen a colori
- Schermo LCD su manipolo

Manipolo in dotazione

Ergonomico, leggero con display integrato e indicatore di pressione in tempo reale

Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Dimensioni LxPxH - Peso

430x320x150 mm - 16,6 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Unità di ShockWAVE 2000 Beauty Line
- 1 Manipolo completo di proiettile e tubo guida
- 2 Supporti per manipolo
- 1 Testina **D36** - Ø 36 mm
- 1 Testina **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablet completo di software
- 1 Supporto per Tablet
- 1 Chiave per manutenzione manipoli
- 1 Spazzolino per pulizia tubo guida
- 1 Confezione di gel da 1000 ml
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Guida operativa
- 1 Manuale operativo

TESTINE IN DOTAZIONE



D20 - Ø 20 mm



D36 - Ø 36 mm



DISPLAY
A COLORI



PROGRAMMABILE



DISPLAY
TOUCH SCREEN



RUN TIME



AUTO START



ALIMENTAZIONE
A RETE



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

SHOCKWAVE 2000 - Beauty Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 17 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

VISO / DÉCOLLETÉ

Ossigenazione profonda

Tonificazione

Attivazione collagene

Ringiovanimento

ARTO SUPERIORE

Rassodamento

Riduzione grasso

FIANCHI

Decontratturante

Rassodamento

Slimming

ADDOME

Rassodamento

Slimming

GLUTEI

Rassodamento

Slimming

COSCE / GAMBE

Ossigenazione profonda

Rassodamento

Gambe pesanti

Slimming

ACCESSORI | I TRASMETTITORI

Cod. G7346
LARGER TRANSMITTER D36
Diametro 36 mm



Cod. G7347
STANDARD TRANSMITTER D20
Diametro 20 mm



Cod. G7348
FOCUSED TRANSMITTER R15
Diametro 15 mm



Cod. G7349
SMALL TRANSMITTER D15
Diametro 15 mm



Cod. G7350
LONG TRANSMITTER F15
Diametro 15 mm



Cod. G7351
HIGH ENERGY D10
Diametro 10 mm



Cod. G7352
POINT TRANSMITTER A6
Diametro 6 mm



ACCESSORI | PER FACILITARE IL TUO LAVORO

Cod. G6510
CARRELLO EASY GO



Cod. G7378
TROLLEY PER TRASPORTO
SHOCKWAVES



Cod. G7344
MANIPOLO AGGIUNTIVO

