

LASERVET 15.0

TERAPIA LÁSER

LASERVET 15.0 ES UN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA TERAPIA LÁSER PULSADA DE ALTA POTENCIA QUE PERMITE REALIZAR TRATAMIENTOS VETERINARIOS DE UNA FORMA RÁPIDA Y SENCILLA. LAS ENFERMEDADES TRATADAS SE DIVIDEN POR ANIMALES, CON UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LOS EQUINOS. LA ACCIÓN DEL LÁSER ESTÁ DIRIGIDA A LA REGENERACIÓN DEL TEJIDO, EL TRATAMIENTO POSTRAUMÁTICO Y ANTIINFLAMATORIO Y LA REDUCCIÓN DEL DOLOR CRÓNICO Y AGUDO.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO, CABALLO, PEQUEÑOS MAMÍFEROS, REPTILES Y AVES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia de pico

15 W \pm 20%

Configurado para la longitud de onda

808 nm

980 nm y 1064 nm (opcionales)

Emisión

Pulsada y continua

Tamaño área objetivo

Óptica Ø 11 mm y Ø 30 mm

Óptica Ø 60 mm (opcional)

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación

Red y batería recargable


Tamaño y peso

220x170x60 mm - 1,120 Kg



DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo LASERVET 15.0
- 1 Manípulo láser HP 808 nm con ópticas Ø 11 mm y Ø 30 mm
- 1 Gafa protectora para el terapeuta
- 1 Kit con tres gafas protectoras de uso veterinario, tallas S, M, L
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G6348 Manípulo HP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm
- Cod. G6089 Óptica Ø 60 mm



ÚLTIMOS 10



MULTI USER



PROGRAMMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

LASERVET 15.0

TERAPIA LÁSER

Rev. Es_10_2025

MÁS DE 130 PROGRAMAS PARA PERROS, GATOS, CABALLOS, MAMÍFEROS PEQUEÑOS, AVES Y REPTILES. LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN PROTOCOLOS PARA:

Patologías musculoesqueléticas como artrosis, tendinopatías, contusiones, bursitis, contracturas y elongaciones musculares, fracturas, displasia, neuropatías, etc.

Patologías del sistema tegumentario como heridas cutáneas, granulomas, saculitis, fístulas perianales, pododermatitis, quemaduras, etc.

Patologías de otros sistemas como otitis, sinusitis, estomatitis, etc.

