

# LASERVET 3.0

## TERAPIA LÁSER

EL TRATAMIENTO CON LASERVET 3.0 ACELERA LA CURACIÓN DE LOS TEJIDOS DAÑADOS Y MEJORA LA CIRCULACIÓN. ES IDEAL PARA ESTIMULAR LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS Y ES ESPECIALMENTE EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS CARACTERIZADAS POR LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR. LA TERAPIA LÁSER ACELERA LA CICATRIZACIÓN Y LA DESAPARICIÓN DEL DOLOR, YA SEA UTILIZADA SOLA COMO CON OTRAS MODALIDADES TERAPÉUTICAS.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO, CABALLO, PEQUEÑOS MAMÍFEROS, REPTILES Y AVES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia de pico

3 W  $\pm 20\%$

#### Configurado para la longitud de onda

808 nm

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Tamaño área objetivo

Óptica Ø 11 mm

#### Frecuencia

Hasta 10000 Hz

#### Alimentación

Red y batería recargable

#### Tamaño y peso


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo LASERVET 3.0
- 1 Manípulo láser Black 808nm con óptica Ø 11 mm
- 1 Gafa protectora para el terapeuta
- 1 Kit con tres gafas protectoras de uso veterinario, tallas S, M, L
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



-  ÚLTIMOS 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABLE
-  PAQUETE DE BATERÍA
-  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

# LASERVET 3.0

## TERAPIA LÁSER

Rev. Es\_10\_2025

**MÁS DE 130 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS PARA PERROS, GATOS, CABALLOS, MAMÍFEROS PEQUEÑOS, AVES Y REPTILES. LOS TRATAMIENTOS INCLUYEN PROTOCOLOS PARA:**

**Patologías musculoesqueléticas** como artrosis, tendinopatías, contusiones, bursitis, contracturas y elongaciones musculares, fracturas, displasia, neuropatías, etc.

**Patologías del sistema tegumentario** como heridas cutáneas, granulomas, saculitis, fístulas perianales, pododermatitis, quemaduras, etc.

**Patologías de otros sistemas** como otitis, sinusitis, estomatitis, etc.

