

# LASERVET 8.0

## LASERTHÉRAPIE

LASERVET 8.0 EST UN APPAREIL PORTABLE POUR LA THÉRAPIE LASER À PUISSANCE ÉLEVÉE QUI PERMET DE RÉALISER RAPIDEMENT DES TRAITEMENTS VÉTÉRINAIRES. L'ACTION DU LASER VISE À LA RÉGÉNÉRATION DES TISSUS, AU TRAITEMENT POST-TRAUMATIQUE ET ANTI-INFLAMMATOIRE ET À LA RÉDUCTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE ET AIGÜE.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT, CHEVAL, PETITS MAMMIFÈRES, REPTILES ET OISEAUX

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

#### Source laser

Diodo GaAlAs Class 4

#### Puissance de pic

8 W  $\pm 20\%$

#### Préparé pour la longueur d'onde

808 nm

980 nm et 1064 nm (optionnelles)

#### Émission

Pulsée et continue

#### Dimensions target area

Optique Ø 11 mm

Optiques Ø 30 mm et Ø 60 mm (optionnelle)

#### Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

#### Alimentation

Réseau et batteries rechargeables

#### Dimensions


100x160x35 mm

#### Poids

450 gr

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif LASERVET 8.0
- 1 Tête laser MP 808 nm avec optiques Ø 11 mm
- 1 Lunette de protection pour le thérapeute
- 1 Kit avec trois petites lunettes de protection à usage vétérinaire, tailles S, M, L
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



### OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G6347 Tête MP 980 nm
- Cod. G5996 Tête 1064 nm
- Cod. G6089 Optique Ø 60 mm
- Cod. G6092 Optique Ø 22 mm



- LAST 10
- MULTI-UTILISATEUR
- PROGRAMMABLE
- PAQUET BATTERIE
- ALIMENTATION SECTEUR

# LASERVET 8.0

## LASERTHÉRAPIE

Rev. Fr\_10\_2025

**PLUS DE 130 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, PETITS MAMMIFÈRES, OISEAUX ET REPTILES. LES TRAITEMENTS INCLUENT DES PROTOCOLES POUR :**

**Maladies musculo-squelettiques** telles que l'arthrose, les tendinopathies, les ecchymoses, les bursites, les contractures et foulures musculaires, les fractures, la dysplasie, les neuropathies, etc ...

**Pathologies du système tégumentaire** telles que plaies cutanées, granulomes, sacculites, fistules périanales, pododermatites, écorchures etc ...

**Pathologies d'autres systèmes** telles que les otites, la sinusite, la stomatite etc ...

