

SHOCKWAVE 2000 - Veterinary Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 22 PROGRAMMI

LA SHOCKWAVE 2000 VETERINARY LINE È UN PRODOTTO GLOBUS, AD ONDE D'URTO RADIALI CHE EMETTE IMPULSI ACUSTICI AD ALTA ENERGIA, PROGETTATA APPPOSITAMENTE PER LA PRATICA VETERINARIA. IL DISPOSITIVO CONTIENE INFATTI PROTOCOLLI PER CAVALLI E PICCOLI ANIMALI E VIENE UTILIZZATO PER STIMOLARE I PROCESSI DI GUARIGIONE. È UN METODO DI TRATTAMENTO NON INVASIVO CHE AGISCE TRAMITE UNA PRESSIONE MECCANICA SUI TESSUTI, FAVORENDO LA RIDUZIONE DI DOLORI, INFIAMMAZIONI E MIGLIORANDO LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA. È PARTICOLARMENTE EFFICACE NEL TRATTAMENTO DI PROBLEMI TENDINEI E MUSCOLARI, E NEL FAVORIRE LA RIGENERAZIONE DEI TESSUTI.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia

Pneumatica

Pressione

1 - 5 Bar

Frequenza

1 - 20Hz

Canali

2 (non usabili contemporaneamente)

N° Shock impostabili

100-9900

Programmazione libera

Interfaccia utente

- Tablet touchscreen a colori
- Schermo LCD su manipolo

Manipolo in dotazione

Ergonomico, leggero con display integrato e indicatore di pressione in tempo reale

Alimentazione a rete

100-240V AC, 50-60Hz, 240VA

Dimensioni LxPxH - Peso

430x320x150 mm - 16,6 Kg

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Unità di ShockWAVE 2000 Veterinary Line
- 1 Manipolo completo di proiettile e tubo guida
- 2 Supporti per manipolo
- 1 Testina **D20** - Ø 20 mm
- 1 Tablet completo di software
- 1 Supporto per Tablet
- 1 Chiave per manutenzione manipoli
- 1 Spazzolino per pulizia tubo guida
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Guida operativa
- 1 Manuale operativo

TESTINA IN DOTAZIONE



D20 - Ø 20 mm



DISPLAY
A COLORI



PROGRAMMABILE



DISPLAY
TOUCH SCREEN



RUN TIME



AUTO START



ALIMENTAZIONE
A RETE



SHOCKWAVE 2000 - Veterinary Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 22 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

CANE

Tendinopatia del bicipite
Malattia cronica della spalla
Non unione fratture
Osteoartrite gomito
Zoppia arti anteriori
Osteoartrite anca
Osteoartrite
Instabilità spalla
Osteoartrite articolazione zampa
Tendinopatia del sovraspinato
Osteotomia di livellamento del piatto tibiale (TPLO)

CAVALLO

Osteoartrite
Dolore alla schiena
Stimolazione della guarigione ossea
Malattia del metacarpo dorsale
Desmopatia inserzionale
Desmosi del legamento
Sindrome navicolare
Desmite Proximale del Sospensore (PSD)
Fratture da stress
Tendinite
Dolore toracolumbare
Urolitiasi

SHOCKWAVE 2000 - Veterinary Line

DISPOSITIVO AD ONDE D'URTO RADIALI | 22 PROGRAMMI

ACCESSORI

I TRASMETTITORI

LARGER TRANSMITTER D36
Diametro 36 mm



STANDARD TRANSMITTER D20
Diametro 20 mm



FOCUSED TRANSMITTER R15
Diametro 15 mm



SMALL TRANSMITTER D15
Diametro 15 mm



LONG TRANSMITTER F15
Diametro 15 mm



HIGH ENERGY D10
Diametro 10 mm



POINT TRANSMITTER A6
Diametro 6 mm



PER FACILITARE IL TUO LAVORO

CARRELLO EASY GO



TROLLEY PER TRASPORTO
SHOCKWAVES



MANIPOLO AGGIUNTIVO

