

# LASERVET 15.0

## LASERTERAPIA

LASERVET 15.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI IN TEMPI RAPIDI. LE PATOLOGIE TRATTATE SONO DIVISE PER ANIMALE CON GRANDE ATTENZIONE AGLI EQUINI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST-TRAUMATICO E ANTI-INFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

15W  $\pm 20\%$

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

#### Emissione

Pulsata e continua

#### Dimensioni target area

Ottica,  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm

Ottica,  $\varnothing$  60 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000Hz

#### Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile


#### Dimensioni e peso

220x170x60 mm - 1,12 Kg



### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 15.0
- 1 Handpiece HP 808 nm con ottiche  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm
- 1 Occhiale protettivo per il terapeuta
- 1 Kit con tre occhialini protettivi ad uso veterinario taglie S, M, L
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6348 Handpiece HP 980nm
- Cod. G5996 Handpiece 1064nm
- Cod. G6089 Ottica  $\varnothing$  60 mm

- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMMABILE
- PACCO BATTERIA
- ALIMENTAZIONE A RETE

# LASERVET 15.0

## LASERTERAPIA

Rev. It\_10\_2025

**PIÙ DI 130 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI, PICCOLI MAMMIFERI, UCCELLI E RETTILI. I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:**

**Patologie muscolo-scheletriche** come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari, fratture, displasia, neuropatie ecc..

**Patologie dell'apparato tegumentario** come ferite cutanee, granulomi, sacculite, fistole perianali, pododermatiti, abrasioni ecc...

**Patologie di altri apparati** come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

