

LASERVET 8.0

LASERTERAPIA

LASERVET 8.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE E PALMARE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST-TRAUMATICO E ANTI-INFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

Potenza di picco

8W $\pm 20\%$

Predisposto per lunghezza d'onda

808nm

980nm e 1064nm (opzionali)

Emissione

Pulsata e continua

Dimensioni target area

Ottica, Ø 11 mm

Ottica, Ø 22 mm e Ø 60 mm (opzionali)

Frequenza

Fino a 10000Hz

Alimentazione

Rete e batteria ricaricabile

Dimensioni


100x160x35 mm

Peso

450 gr

DOTAZIONE DI SERIE






- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 8.0
- 1 Handpiece MP 808nm con ottica Ø 11 mm
- 1 Occhiale protettivo per il terapeuta
- 1 Kit con tre occhialini protettivi ad uso veterinario taglie S, M, L
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6347 Handpiece MP 980nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064nm
- Cod. G6089 Ottica Ø 60 mm
- Cod. G6092 Ottica Ø 22 mm



-  LAST 10
-  MULTI USER
-  PROGRAMMABILE
-  PACCO BATTERIA
-  ALIMENTAZIONE A RETE

LASERVET 8.0

LASERTERAPIA

Rev. It_10_2025

PIÙ DI 130 PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER CANI, GATTI, CAVALLI, PICCOLI MAMMIFERI, UCCELLI E RETTILI. I TRATTAMENTI INCLUDONO PROTOCOLLI PER:

Patologie muscolo-scheletriche come artrosi, tendinopatie, contusioni, borsiti, contratture e stiramenti muscolari, fratture, displasia, neuropatie ecc..

Patologie dell'apparato tegumentario come ferite cutanee, granulomi, sacculite, fistole perianali, pododermatiti, abrasioni ecc...

Patologie di altri apparati come otiti, sinusiti, stomatiti ecc...

