

# ACTIVE BELT

## ELETTROSTIMOLAZIONE EMS E CALORE

### 10 PROGRAMMI | 3 LIVELLI DI CALORE

FASCIA CON ELETTRODI INTEGRATI E DOPPIA FUNZIONE (ELETTROSTIMOLAZIONE E CALORE) INDICATA PER RILASSARE E TONIFICARE I MUSCOLI ADDOMINALI E LOMBARI. DA USARE DOVE VUOI: A CASA, IN UFFICIO, MENTRE FAI SPORT O IN VIAGGIO! LA FUNZIONE RISCALDANTE, ATTIVABILE DURANTE IL TRATTAMENTO, AMPLIFICA LA SENSAZIONE DI BENESSERE E AIUTA A SCIogliere LE TENSIONI DELLA ZONA TRATTATA. PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA CON LA TUA ACTIVE BELT APPLICA AD OGNI USO IL GEL IN DOTAZIONE.

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Materiali

Tessuto in Lycra (fascia) + Carbonio (elettrodi)

##### Frequenza

60-100Hz

##### Durata impulso

200-300µs

##### Intensità

- 15 livelli di elettrostimolazione
- 3 livelli di calore (39°C - 41°C - 43°C)

##### Alimentazione

- Ricarica USB-C
- Batteria al litio

##### Dimensioni


- Fascia 110x15 cm
- Estensione fascia 60x8 cm

##### Peso

300 gr circa

#### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Unità di controllo
- 1 Fascia ACTIVE BELT
- 1 Estensione con velcro
- 1 Cavo di ricarica USB-C
- 1 Cavo di collegamento fascia-dispositivo
- 1 Active Gel (100 ml)
- 1 Manuale operativo



CE

10 programs

15 intensity levels

3 heat levels

4 integrated electrodes

USB-C charging

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# ACTIVE BELT

## ELETTROSTIMOLAZIONE EMS E CALORE

### 10 PROGRAMMI | 3 LIVELLI DI CALORE

#### ELENCO PROGRAMMI

**Firm & Shape:** Stimolazione mirata per migliorare tono e compattezza della zona addominale.

**Core Tone:** Programma base di tonificazione per rinforzare la muscolatura addominale.

**Core Sculpt:** Combinato con la funzione calore è il programma perfetto per rimodellare e definire le forme.

**Core Strength:** Migliora la resistenza e la stabilità profonda dei muscoli addominali.

**Core Boost:** Allenamento intenso per potenziare la forza e migliorare la stabilità del core.

**Core Pulse:** Brevi impulsi per attivare i muscoli più profondi.

**Core Drain:** Stimolazione dolce che favorisce il drenaggio dei liquidi e il rilassamento muscolare.

**Post Baby Tone:** Programma delicato pensato per il recupero di tono e stabilità addominale dopo la gravidanza.

**Warm Massage:** Abbinato alla funzione calore, è il programma ideale per alleviare tensioni addominali e lombari.

**Back Relief:** Stimolazione localizzata per rilassare la muscolatura lombare e ridurre la rigidità.

