

ACTIVE BELT

ÉLECTROSTIMULATION EMS ET CHALEUR

10 PROGRAMMES | 3 NIVEAUX DE CHALEUR

CEINTURE AVEC ÉLECTRODES INTÉGRÉES ET DOUBLE FONCTION (ÉLECTROSTIMULATION ET CHALEUR) INDIQUÉE POUR DÉTENDRE ET TONIFIER LES MUSCLES ABDOMINAUX ET LOMBAIRES. À UTILISER OÙ VOUS LE SOUHAITEZ : À LA MAISON, AU BUREAU, LORSQUE VOUS FAITES DU SPORT OU EN VOYAGE ! LA FONCTION CHAUFFANTE, ACTIVABLE PENDANT LE TRAITEMENT, RENFORCE LA SENSATION DE BIEN-ÊTRE ET AIDE À DÉTENDRE LES TENSIONS DE LA ZONE TRAITÉE.

POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE AVEC VOTRE ACTIVE BELT, APPLIQUEZ À CHAQUE UTILISATION LE GEL FOURNI.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux

Tissu en Lycra (ceinture) + carbone (électrodes)

Fréquence

60-100Hz

Durée d'impulsion

200-300µs

Intensité

- 15 niveaux d'électrostimulation
- 3 niveaux de chaleur (39°C - 41°C - 43°C)

Alimentation

- Recharge par port USB-C
- Batterie au lithium

Dimensions


- Ceinture 110x15 cm
- Extension de la ceinture 60x8 cm

Poids

Environ 300 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Dispositif
- 1 Ceinture ACTIVE BELT
- 1 Extension de sangle Velcro
- 1 Câble de recharge USB-C
- 1 Câble de connexion ceinture-unité de commande
- 1 Active Gel (100 ml)
- 1 Manuel d'utilisation



CE

10 programs

15 intensity levels

3 heat levels

4 integrated electrodes

USB-C charging

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ACTIVE BELT

ÉLECTROSTIMULATION EMS ET CHALEUR

10 PROGRAMMES | 3 NIVEAUX DE CHALEUR

LISTE PROGRAMMES

Firm & Shape: Stimulation ciblée pour améliorer le tonus et la fermeté de la zone abdominale.

Core Tone: Programme de tonification de base pour renforcer les muscles abdominaux.

Core Sculpt: Combiné à la fonction chaleur, c'est le programme idéal pour remodeler et définir votre silhouette.

Core Strength: Améliore l'endurance et la stabilité profonde des muscles abdominaux.

Core Boost: Entraînement intense pour augmenter la force et améliorer la stabilité du tronc.

Core Pulse: Impulsions courtes pour activer les muscles les plus profonds.

Core Drain: Stimulation douce qui favorise le drainage des fluides et la relaxation musculaire.

Post Baby Tone: Programme doux conçu pour restaurer le tonus et la stabilité abdominaux après la grossesse.

Warm Massage: Associé à la fonction chaleur, c'est le programme idéal pour soulager les tensions abdominales et lombaires.

Back Relief: Stimulation localisée pour détendre les muscles lombaires et réduire les raideurs.

