

ACTIVE BELT

ELETTROSTIMOLAZIONE EMS E CALORE

10 PROGRAMMI | 3 LIVELLI DI CALORE

FASCIA CON ELETTRODI INTEGRATI E DOPPIA FUNZIONE (ELETTROSTIMOLAZIONE E CALORE) INDICATA PER RILASSARE E TONIFICARE I MUSCOLI ADDOMINALI E LOMBARI. DA USARE DOVE VUOI: A CASA, IN UFFICIO, MENTRE FAI SPORT O IN VIAGGIO! LA FUNZIONE RISCALDANTE, ATTIVABILE DURANTE IL TRATTAMENTO, AMPLIFICA LA SENSAZIONE DI BENESSERE E AIUTA A SCIogliere LE TENSIONI DELLA ZONA TRATTATA. PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA CON LA TUA ACTIVE BELT APPLICA AD OGNI USO IL GEL IN DOTAZIONE.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali

Tessuto in Lycra (fascia) + Carbonio (elettrodi)

Frequenza

60-100Hz

Durata impulso

200-300µs

Intensità

- 15 livelli di elettrostimolazione
- 3 livelli di calore (39°C - 41°C - 43°C)

Alimentazione

- Ricarica USB-C
- Batteria al litio

Dimensioni


- Fascia 110x15 cm
- Estensione fascia 60x8 cm

Peso

300 gr circa

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Unità di controllo
- 1 Fascia ACTIVE BELT
- 1 Estensione con velcro
- 1 Cavo di ricarica USB-C
- 1 Cavo di collegamento fascia-dispositivo
- 1 Active Gel (100 ml)
- 1 Manuale operativo



CE

10 programs

15 intensity levels

3 heat levels

4 integrated electrodes

USB-C charging

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ACTIVE BELT

ELETTROSTIMOLAZIONE EMS E CALORE
10 PROGRAMMI | 3 LIVELLI DI CALORE

ELENCO PROGRAMMI

Firm & Shape: Stimolazione mirata per migliorare tono e compattezza della zona addominale.

Core Tone: Programma base di tonificazione per rinforzare la muscolatura addominale.

Core Sculpt: Combinato con la funzione calore è il programma perfetto per rimodellare e definire le forme.

Core Strength: Migliora la resistenza e la stabilità profonda dei muscoli addominali.

Core Boost: Allenamento intenso per potenziare la forza e migliorare la stabilità del core.

Core Pulse: Brevi impulsi per attivare i muscoli più profondi.

Core Drain: Stimolazione dolce che favorisce il drenaggio dei liquidi e il rilassamento muscolare.

Post Baby Tone: Programma delicato pensato per il recupero di tono e stabilità addominale dopo la gravidanza.

Warm Massage: Abbinato alla funzione calore, è il programma ideale per alleviare tensioni addominali e lombari.

Back Relief: Stimolazione localizzata per rilassare la muscolatura lombare e ridurre la rigidità.

