

MAGNUM INSOMNIA

MAGNETOTERAPIA | 10 PROGRAMMI

MAGNETOTERAPIA PORTATILE IDEALE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI. MAGNUM INSOMNIA È INDICATO PER FAVORIRE UN RIPOSO MIGLIORE OLTRE CHE PER UN MIGLIORE RECUPERO FISICO DOPO FORTI STRESS E/O ATTIVITA' SPORTIVE.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Intensità erogabile

100 Gauss di media totali

Frequenza

5-75Hz

Duty Cycle

50%

Alimentazione

Rete

Dimensione

100x160x35 mm



Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Codice **G7645**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM INSOMNIA
- 1 Materasso Total body Mat 180x70 cm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



LAST 10



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

MAGNUM INSOMNIA

MAGNETOTERAPIA | 10 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

Rev. It_04_2026

	PROGRAMMI NOTTURNI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA
Sonno profondo	Notturmo 15Hz
Mente	Notturmo 50Hz
Riposo	Notturmo 75Hz
Ripristino ritmo circadiano	
Grounding	
Vitalità	
Sonno	