

DIACARE 6500

TECARTERAPIA

EL DISPOSITIVO DE TECARTERAPIA MÁS VERSÁTIL, QUE COMBINA TERAPIAS MUSCULOESQUELÉTICAS Y DERMATOFUNCIONALES. DIACARE 6500 OFRECE UNA GAMA COMPLETA DE PROGRAMAS Y FUNCIONES ESPECIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE TODAS LAS AFECCIONES, DESDE AGUDAS HASTA CRÓNICAS, Y PROGRAMAS COMPATIBLES CON EL KIT INTIMA, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE CREAR Y GUARDAR NUEVOS PROGRAMAS.

DIMENSIONES REDUCIDAS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS ACCESORIOS DE LA GAMA DIACARE DE GLOBUS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 7" pantalla táctil a colores

Potencia nominal (NP)

250W $\pm 10\%$

Frecuencia de emisión

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz,
700kHz, 1000kHz, $\pm 10\%$

Modalidades de tratamiento

Capacitiva y Resistiva

Electrodos Capacitivos

3 tamaños de $\varnothing$ (mm 30, 50, 70)

Electrodos Resistivos

3 tamaños de $\varnothing$ (mm 30, 50, 70)

Electrodos Resistivos

- 230V AC, 50-60Hz, 3,7A
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A

Tamaño - Peso

310x360x180 mm - 11,5 Kg

PROGRAMAS PREDEFINIDOS

N.º 26 PROGRAMAS MUSCULOESQUELÉTICOS

N.º 23 PROGRAMAS DERMATOFUNCIONALES

N.º 4 PROGRAMAS KIT INTIMA

N.º 11 FUNCIONES ESPECIALES



CE
0476



DOTACIÓN

- 1 Unidad de Tecarterapia DIACARE 6500
- 1 Electrodo de retorno (placa)
- 1 Manípulo Resistivo monopolar con 3 electrodos ($\varnothing$ 30, 50, 70 mm)
- 1 Manípulo Capacitivo monopolar con 3 electrodos ($\varnothing$ 30, 50, 70 mm)
- 1 Envase de crema conductora de 1000 ml
- 1 Cable de alimentación
- 1 Manual operativo



MUSCULOESQUELÉTICO



DERMATOFUNCIONAL



KIT INTIMA



NEURO CARE



TRATAMIENTOS
PULSADOS



TRATAMIENTO
ATÉRMICO



MULTIFRECUENCIA



ESCANEADO AUTOMÁTICO
DE FRECUENCIAS



MIOFASIALES



TRATAMIENTO
MANO LIBRE



VEHICULACIÓN
TRANSDÉRMICA



RESISTIVO



CAPACITIVO



BIPOLAR



PANTALLA A COLOR



PANTALLA TÁCTIL



ALIMENTACIÓN A RED

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE